

## ILANNGUSSAQ 1A

### Tappiorannartoqarneranik uuttuutit/aalajangiisuusut pitsaassusissaannut piunasaqaat

Del A 1 Annertunerpaamik pingaernerutit	Imermut imerneqartartumut, erngup aqqutai atorlugit imaluunniit qamutinit assakkaasulinnit/umiarsuarnit tankilinnit pilersuutigineqartartumut imaluunniit inuussutissalerinermik suliffissuaqarfinni atorneqartartumut tappiorannartoqarneranik uuttuutit /aalajangiisuusut. Ingerlaavartumik nakkutilliineq.
Uuttuut/aalajangiisuusoqit	Uuttuutit/aalajangiisuusut pingaernerutit
Coliforme bakterier	0/100ml
Escherichia coli (E. coli)	0/100ml
Clostridium perfringens incl. sporer	0/100ml <sup>1</sup>

Del A 2 Annertunerpaamik pingaernerutit	Imermut imerneqartartumut, erngup aqqutai atorlugit imaluunniit qamutinit assakkaasulinnit/umiarsuarnit tankilinnit pilersuutigineqartartumut imaluunniit inuussutissalerinermik suliffissuaqarfinni atorneqartartumut tappiorannartoqarneranut uuttuut/aalajangiisuusoq. Misilittaqqinnermut nakkutilliineq
Coliforme bakterier	0/100ml
Escherichia coli (E. coli)	0/100ml
Enterokokker	0/100ml
Clostridium perfringens incl. sporer	0/100ml <sup>1</sup>
22°C-imi pinngortussat	Nalinginnaasuunngitsumik allanngorneqanngilaq
37°C-imi pinngortussat	Nalinginnaasuunngitsumik allanngorneqanngilaq

Del A 3 Annertunerpaamik pingaernerutit	Imermut puiaasanut allamilluunniit poortuutissalerlugu immiullugit tuni- arneqartartunut tappiorannartoqarneranut uuttuutit/aalajangiisuusut pingaernerutit.
Escherichia coli (E. coli)	0/250ml
Enterokokker	0/250ml
Pseudomonas aeruginosa	0/250ml
22°C-imi pinngortussat	100/ml
37°C-imi pinngortussat	20/ml

1) Uuttuut/aalajangiisuusoq taanna taamaallaat uuttortarneqartassaaq imeq nunap qaavaneersuuppat tassanngaluunniit sunnerneqarsimappat. Taamatut uuttuut/aalajangiisuusoq sinnerneqarsimappat, imermik pilersuineq misissorneqassaaq qularnaarniarlugu, inunntu peqqissutsikkut navianaate-qannginnersoq tappiorannartunik napparsimalersitsisartunik akoqarnera pissutigalugu, ass. Cryptosporidium-imik.